



Laboratory
products





NOLATO CERBO – Partner for life

Nolato Cerbo är en del av Nolato Medical Solutions, global och ledande leverantör av polymera produkter och system. Med vårt varumärke Cerbo erbjuder vi ett brett sortiment av standardprodukter för användning främst på laboratorium och inom sjukvård.

Nolato Cerbo har lång erfarenhet av att producera laboratorieprodukter och förpackningar av hög kvalitet och har bred kunskap inom formsprutning. Våra kunder behöver en leverantör som de kan lita på. Vi är därför väldigt noga med att våra produkter och tjänster är av högsta klass, och vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer.

NOLATO CERBO – Partner for life

Nolato Cerbo is part of Nolato Medical Solutions, a leading global partner in polymer products and subsystems. With our Cerbo brand, we offer a wide range of standard products mainly for laboratory and medical care use.

Nolato Cerbo has long experience of producing quality laboratory products and packaging, and possesses extensive expertise in injection moulding technology. Our customers need a supplier they can trust. We serve all our customers with reliable, high-class products and services and believe in building long-term relations.

KAPSLAR VIALS

			
	KAPSEL 5 VIAL 5 ART NR / ART NO 111040 LOCK 24 LID 24 ART NR / ART NO 112010	KAPSEL 10 VIAL 10 ART NR / ART NO 111050 LOCK 24 LID 24 ART NR / ART NO 112010	KAPSEL 36 VIAL 36 ART NR / ART NO 111130 LOCK 30 LID 30 ART NR / ART NO 12020
	20	20	27
	20	20	27
	17	40	66
KAPSEL VIAL			
ANTAL / KART PCS / CART	4000	3000	1000
MATERIAL	Klar styren Clear polystyrene	Klar styren Clear polystyrene	Propen HD Polypropylene HD
LOCK LID			
ANTAL / KART PCS / CART	20000	20000	14000
MATERIAL	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD	Vit eten LD White polyethylene LD

HYLSOR FÖR PROVSÄNDNINGAR TRANSPORT TUBES

		
	TRANSPORTHYLSA MED SKRUVLOCK TRANSPORT TUBE WITH SCREW CAP ART NR / ART NO 170701	TRANSPORTHYLSA MED SKRUVLOCK TRANSPORT TUBE WITH SCREW CAP ART NR / ART NO 170703
	20	20
	115	115
ANTAL / KART PCS / CART	700	700
ANTAL / PÅSE PCS / BAG	50	50
MATERIAL	Propen Polypropylene Lock gul eten Lid yellow polyethylene	Propen Polypropylene Lock gul eten Lid yellow polyethylene
ÖVRIGT MISCELLANEOUS		Med monterad absorbent Absorbent included



PROPPAR CAPS

				
	PROPP 15,6 MM CAP 15.6 MM	PROPP 13,5 MM CAP 13.5 MM	PROPP 11,4 MM CAP 11.4 MM	PROPP 10,4 MM CAP 10.4 MM
FÄRG	Natur / Nature ART NR / ART NO 119650	Natur / Nature ART NR / ART NO 119660	Natur / Nature ART NR / ART NO 119670	Natur / Nature ART NR / ART NO 119680
	Gul / Yellow ART NR / ART NO 119651	Röd / Red ART NR / ART NO 119661	Röd / Red ART NR / ART NO 119671	Röd/Red ART NR / ART NO 119681
	Röd / Red ART NR / ART NO 119652	Mjuk, natur / Soft, natural ART NR / ART NO 119665	Blå / Blue ART NR / ART NO 119672	Blå/Blue ART NR / ART NO 119682
	Mjuk, natur / Soft, natural ART NR / ART NO 119655		Mjuk, natur / Soft, natural ART NR / ART NO 119675	Mjuk, natur / Soft, natural ART NR / ART NO 119685
ANTAL / KART PCS / CART	10000	10000	16000	20000
ANTAL / PÅSE PCS / BAG	1000	1000	2000	2000
MATERIAL	Eten Polyethylene	Eten Polyethylene	Eten Polyethylene	Eten Polyethylene
ÖVRIGT MISCELLANEOUS	Med tättningsringar With sealing rings	Med tättningsringar With sealing rings	Med tättningsringar With sealing rings	Med tättningsringar With sealing rings



SKJUTHYLSOR SLIDE TUBES

		
	SKJUTHYLSA 10 ML VIT SLIDE TUBE 10 ML WHITE ART NR / ART NO 116012 LOCK 24 LID 24 ART NR / ART NO 112000	SKUTHYLSA 25 ML VIT SLIDE TUBE 25 ML WHITE ART NR / ART NO 116030 LOCK 30 LID 30 ART NR / ART NO 112020
	24	30
	22	27
	43	63
HYLSA TUBE		
ANTAL / KART PCS / CART	3000	1350
MATERIAL	Eten HD Polyethylene HD	Eten HD Polyethylene HD
LOCK LID		
ANTAL / KART PCS / CART	20000	14000
ANTAL / PÅSE PSC / BAG	5000	1000
MATERIAL	Eten LD Polyethylene LD	Eten LD Polyethylene LD
ÖVRIGT MISCELLANEOUS	Med kolv With plunger	



FAKTA OM PLAST

FACTS ABOUT PLASTICS

Styren (PS)

Materialet tål mellan ca +70°C och -40°C (+90°C för värmetåligt material), svaga syror, svaga alkalier, fruktsaft och alkohol. Tål ej trikloreten, acetone, bensen, bensin, koltetraklorid, mineralterpentin och aromatiska oljor. Luktfrött, men tar lukt av starkt luktande ämnen.

PS standard
VPS värmetålig (glasklar)
SB slagttålig (opak)

Eten (PE)

Materialet ärokrossbart. Tål mellan ca +90°C och -40°C, syror och alkalier vid rumstemperatur. Tål lösningsmedel, t ex alkohol och bensin vid korttidsförvaring. Luktfrött men tar lukt av starkt luktande ämnen.

PELD låg densitet (opak)
PEHD hög densitet (opak)

Propen (PP)

Materialet tål mellan ca +120°C och -40°C, svaga syror, alkalier, lösningsmedel, alkohol, bensin, aromatiska oljor mm. Tål ej koltetraklorid, salpetersyra 90 % och terpentin. God hållfasthet, men har begränsad slagttålig het särskilt vid låga temperaturer. Sampolymeriserat av propen- och etenplast, benämmt slagttålig propenplast, är däremot okrossbart.

PP random (klar)
PP standard / homopolymer (opak)
PP-B slagttålig / copolymer (opak)
Opak = genomsynlig men ej glasklar.
Samtliga kvaliteter är livsmedelsgodkända och innehåller ej kadmium.

Polystyrene (PS)

Polystyrene withstands temperatures between +70°C and -40°C (+90°C for heat resistant material), weak acids, weak alkalies, fruit juice and alcohol. Does not withstand trichlorethylene, acetone, petroleum, benzene, carbon tetrachloride, turpentine and aromatic oils. Odourless, but absorbing odour from strongly odouring material/solution.

PS standard
VPS heat resistant (clear)
SB high impact (opaque)

Polyethylene (PE)

The material is unbreakable. Withstands temperatures between +90°C and -40°C, acids and alkalies at room temperature. Withstands solvents, for instance alcohol and petroleum during short time storage. Odourless, but absorbing odour from strongly odour material/ solution.

PELD low density (opaque)
PEHD high density (opaque)

Polypropylene (PP)

Polypropylene withstands temperatures between +120°C and -40°C, for instance weak acids, alkalies, solvents, alcohol, petroleum, aromatic oils. Does not withstand carbon tetrachloride, strong nitric acid and turpentine. Good strength but limited impact resistance in particular at low temperatures. However copolymerize of polypropylene and polyethylene, called impact resistant polypropylene, is unbreakable.

PP random (clear)
PP standard / homopolymer (opaque)
PP-B impact resistant / copolymer (opaque)
Opaque = translucent, but not transparent.
All above materials are approved for food and contain no cadmium.

	TEMP	CPEHD	PELD	PC	PP	PS
KETONER T EX ACETON KETONES, E.G ACETONE	20	+	0	-	+	-
	60	0	-	-	0	-
ALKOHOLER ALCOHOLS	20	+	+	+	+	+
	60	+	0	+	+	+
BENSIN PETROLEUM	20	0	0	+	0	-
	60	0	0	+	-	-
AROM LÖSNINGSMEDEL T EX BENSIN AROMATIC DISSOLVENTS E.G. PETROLEUM	20	0	-	0	0	-
	60	0	-	0	-	-
KLORKOLVÄTEN T EX TRICHLORINATED HYDROCARBONS E.G. TRICHLORETHYLENE	20	-	-	-	-	-
	60	-	-	-	-	-
VEGETABILISKA FETTER VEGETABLE FATS	20	+	0	+	+	0
	60	0	-	+	0	-
AMMONIAK 30 % AMMONIA 30%	20	+	+	-	+	-
	60	+	+	-	+	+
NATRIUMHYDROXID KONC. CONC. CAUSTIC SODA	20	+	+	-	+	+
	60	+	+	-	+	+
SALTSYRA 3 % HYDROCHLORID ACID 3%	20	+	+	+	+	+
	60	+	0	+	+	+
SVAVELSYRA KONC. CONC. SULPHURIC ACID	20	+	0	-	+	0
	60	0	0	-	-	0
SALPETERSYRA 10 % NITRIC ACID 10%	20	+	+	+	+	+
	60	+	+	+	+	+
ÄTTIKSYRA 50 % ACETIC ACID 50%	20	+	+	-	+	+
	60	+	+	-	+	+
ETRAR / ETHERS	20	0	0	-	0	-

+ = beständig 0 = begränsat - = ej beständig
+ = resistant 0 = limited resistanc - = not resistant



Nolato Cerbo

Box905, SE-461 29 Trollhättan, Sweden
Visiting address: Verkmästarevägen 1-3
Phone: +46 520 40 99 00

For further information contact:
nolatocerbo@nolato.com
nolato.com/standard-products/laboratory-products

Every effort has been made to ensure that the information in this brochure is correct and up to date. However, for latest product information please contact us and we will provide you with the valid product specifications.